

I. Objectif

Cette électrode est composée d'une électrode de verre pH et d'une électrode de référence au chlorure d'argent ; elle constitue l'élément de mesure d'un pH-mètre utilisé pour mesurer le pH des solutions aqueuses.

II. Modèle et principaux paramètres techniques

Type d'électrode	Plage de mesure	Mesure de la température	minuit	Erreur alcaline	PTS	temps de réponse	résistance interne	Répétabilité	voix
	PH	°C	PH	Mv		min	MΩ		mV
65-1	0-14	0-80	7 ± 1	<15	Supérieur à 98	<2	Moins de 250	<0,017	
Bx-5	0-14	0-80	$7 \times \pm 11$	<15	Supérieur à 98	<2	Moins de 250	<0,017	
E0201	0-14	0-80	$7 \times \pm 0,5$	<15	Supérieur à 98	<2	Moins de 250	<0,017	Moins de 0,5
E-201-C	0-14	0-80	$7 \times \pm 0,5$	<15	Supérieur à 98	<2	Moins de 250	<0,017	Moins de 0,5
95-1	0-14	0-80	$7 \times \pm 0,5$	<15	Supérieur à 98	<2	Moins de 250	<0,017	Moins de 0,5
E-900	0-14	0-80	$7 \times \pm 0,5$	<15	Supérieur à 98	<2	Moins de 250	<0,017	Moins de 0,5

✓ liquides d'essai Applicables

Cette méthode s'applique uniquement à la détection de l'acidité et de l'alcalinité des solutions aqueuses. Exemples d'application :

- Scénarios de laboratoire : analyses d'échantillons de routine telles que les réactifs chimiques,

les solutions tampons, les milieux de culture biologiques et les lixiviats de sol.

-Applications industrielles : Tests de procédé et de qualité des solutions chimiques à base d'eau, des solutions pharmaceutiques, des produits alimentaires et des boissons, et des rejets d'eaux usées.

-Protection de l'environnement et moyens de subsistance des populations : surveillance du pH de l'eau potable, des eaux de surface, des eaux d'aquaculture, des eaux de piscine, etc.

X Scénarios Inapplicables

Pour éviter d'endommager les électrodes ou d'endommager les mesures, les scénarios suivants interdisent/déconseillent leur utilisation :

1. Systèmes non aqueux : solvants organiques purs, huiles, graisses et liquides non aqueux très visqueux .
2. Systèmes spéciaux à forte corrosion : acides forts concentrés, bases fortes concentrées et solutions de fluorure acides (l'immersion prolongée est interdite).
3. Conditions de fonctionnement à très haute température : Liquides à haute température dépassant 80 ° C pendant des périodes prolongées.
4. Liquide trouble très pollué : Un liquide trouble non traité, contenant une grande quantité de particules solides, d ' huile et de protéines, peut facilement obstruer le noyau de sable et contaminer l ' électrode. Il doit être filtré et clarifié avant l ' essai.

IV. Précautions D'emploi

1. Procédure d'activation (nécessaire pour la première utilisation/la réutilisation après un stockage prolongé)

Lors de la première utilisation de l'électrode, ou après une longue période d'inutilisation, l'ampoule de verre et le noyau de l'électrode doivent être immergés dans une solution de 3NKCl pendant 8 heures pour l'activer. Elle ne peut être utilisée qu'après avoir été étalonnée avec une solution tampon standard.

2. Exigences d'utilisation quotidienne

- Lors de la mesure, la bague en caoutchouc du noyau de sable céramique et de l'entrée de

liquide doit être retirée afin de garantir que la solution du pont salin maintienne un certain débit et que la valeur de mesure soit stable.

- Le connecteur BNC de l'électrode doit être maintenu propre et sec afin d'éviter l'humidité ou toute contamination, qui pourraient affecter la stabilité de la transmission du signal.

Avant de passer à différents tests d'échantillons, l'électrode doit être soigneusement rincée à l'eau pure afin d'éviter toute contamination croisée entre les solutions, ce qui pourrait affecter la précision des mesures.

3. Maintenance et récupération des performances

Vérifiez régulièrement la quantité restante de solution de référence externe (3NKCL) et remplissez la solution correspondante en temps opportun pour maintenir les performances normales de l'électrode.

- Si l'ampoule ou le noyau de l'électrode est contaminé, la pente diminuera et la réponse ralentira ; selon la nature du contaminant, la solution appropriée peut être sélectionnée pour le nettoyage afin de rétablir les performances de l'électrode.

4. Tabous et stockage

- Ne pas immerger les électrodes dans des solutions fluorées acides pendant des périodes prolongées afin d'éviter la corrosion du film sensible en verre et de la structure de référence.

- Stockage à court terme : Recouvrir avec des capuchons de protection d' électrode, maintenir l' extrémité de détection humide et stocker dans un endroit frais et sombre ;

- Conservation à long terme : Après fermeture hermétique, conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il est nécessaire de le réactiver et de le calibrer avant toute réutilisation.